

バイオクロミス



「NEW バイオクロミス」は、天然の DHA を含んだシズキトリウムであり、液状タイプ「バイオクロミス リキッド」と粉末タイプ「バイオクロミス パウダー」の2種類があります。

旧商品に比べて、栄養強化の効率がアップし短時間での栄養強化が可能になり、アルテミアの活力の低下が少なくなりました。又、パウダータイプでは添加量を変化させることにより、多魚種への対応が可能になります。

1) 製品規格

「バイオクロミス リキッド」

固形分60g/リットル以上 容量10リットル

「バイオクロミス パウダー」

水分6%以下 内容量2kg (500g/袋×4袋入り)

2) 使用方法

「バイオクロミス リキッド」…… アルテミア1億個体に対し2Lを与え、5～9時間の強化培養をする。

「バイオクロミス パウダー」…… アルテミア1億個体に対し100～120gを与え、5～9時間の強化培養をする。

- リキッドタイプは軽く振り、御使用ください
- パウダータイプは65gと水1リットルの割合で混合し、ミキサーで3分攪拌してホモジナイズした後ご使用ください。
- アルテミアの活力に応じて、強化時間及び投与量を調節して下さい。
- アルテミアの強化量を更に高めたい場合は、上記の強化培養を2回行ってください。

3) 保存上の注意

「バイオクロミス リキッド」…… 冷蔵保存(5℃以下)し、2週間以内に御使用ください。

「バイオクロミス パウダー」…… 冷暗所に保管し、1年以内に御使用ください。尚、開封後は早めに御使用ください。

1) 商品の分析例



脂肪酸組成例

	バイオクロミス
C14:0	14.7
C16:0	33.1
C16:1	0.4
C18:0	0.7
C18:1	0.1
C20:5	1.3
C22:6	49.6

一般分析例

	バイオクロミス
水分	2.6
全脂質	35.2
蛋白質	20.3
灰分	6.2
炭水化物	35.7

2) アルテミア強化事例 (培養温度 25℃ 強化量 2L/億)



問合せ先) クロレラ工業株式会社 営業本部 技術特販部 (TEL0942-52-1261 FAX0942-51-7203)

福岡県筑後市久富1343番地(〒833-0056) <http://www.chlorella.co.jp/>