

冷蔵ナンノヤンマリン K-1

—Nannochloropsis oculata—

「ヤンマリンK-1」は清浄培養したナンノクロロプシスを濃縮・冷蔵したものです。



① 安定した生産培養


ナンノクロロプシスの種培養はクロレラ工業(株)の培養技術を生かし、**自社の屋外大型水槽**で培養を行います。新鮮な種から培養を開始し、大型のクロレラ培養槽を用いて**国内一貫の安定生産**を行い、自社にて濃縮・製品化した高品質の**ヤンマリン K-1**を生産・提供致します。



(大型ナンノ培養水槽写真)

② 高品質の商品を提供

新鮮な種から生産培養を開始し、細胞状態が最高の時期に全てを収穫します。また、**自社にて細胞状態や培養密度を観察し、乾物重量と細胞数が共に規格を満たすよう**調整します(藻体量の評価のために乾物重量は極めて重要です)。その為、高品質で濃度が一定の商品を提供致します。



(ヤンマリン K-1 の顕微鏡写真)

【使用方法】

1. ワムシの EPA 強化

ワムシ 1 億個体に対して 0.5～1 リットルをご使用ください。

2. 自家培養ナンノクロロプシスの種

現在培養されているナンノクロロプシスと同じ方法で培養を立ち上げていただけます。

3. 仔稚魚飼育用環境水

飼育水 1m³ に対して 20～50ml 程度をご使用下さい。

【商品規格】

乾物重量.....50g/L 以上
細胞数.....100 億/ml 以上
容 積.....10 ㍓

【脂肪酸組成】

エイコサペンタエン酸.....38%
パルミトレイン酸.....22%
パルミチン酸.....15%

【乾燥藻体 100g 当たりの成分測定値例】

タンパク質.....60g	脂質.....24g
灰 分.....6g	炭水化物.....10g
クロロフィル.....3g	カルシウム.....957mg
カリウム.....1770mg	マグネシウム.....350mg
鉄.....18mg	

【取り扱い上の注意】

- ・ 到着後は直ちに冷蔵庫に保管し、できるだけ早くお使い下さい。
- ・ 使用時にはよく振ってお使い下さい。
- ・ 万一、変色、異臭などがある場合には、ご使用を避け、至急ご連絡下さい。

お知らせ) 7～9月は天候不順の場合、商品が出荷出来ない場合がございます。御確認ください。

製造元: **クロレラ工業株式会社** 営業本部 技術特販部

福岡県筑後市久富 1343 番地 TEL 0942(52)1261 FAX 0942(51)7203

gjutsutokuhan@chlorella.co.jp