

# スーパー生クロレラ-V12

ワムシ培養用高度不飽和脂肪酸強化淡水産クロレラ



スーパー生クロレラV12は、海産魚の必須成分であるDHAとEPAをさらに強化し、ワムシの必須ビタミンであるビタミンB12を生体濃縮した商品です。細胞の大きさも3~6ミクロンと摂餌し易い、ワムシ培養及び二次強化用のクロレラです。

## 【特長】

### ①海産魚の成長に必須のEPAとDHAを生体濃縮

生産されたワムシは栄養強化することなく直ちに仔稚魚に与えることができます。

### ②ワムシの増殖に必須のビタミンB12を生体濃縮

安定したワムシ生産を実現します。

### ③クロレラ細胞を高濃度に濃縮

ワムシ槽によく分散し作業も簡単で、ワムシの各種培養も容易です。

### ④各種魚種での使用が可能

海産魚種（マダイ・ヒラメ・トラフグ等）だけでなく甲殻類・淡水魚等さまざまな種類での使用

## 【商品規格】

乾物重量 . . . . . 135g/L 以上

容量 . . . . . 1L, 10L

細胞直径 . . . . . 3~6 ミクロン

EPA強化量 . . . . . 2% 以上（総脂肪酸当たり）

DHA強化量 . . . . . 17±2%（総脂肪酸当たり）

ビタミンB12強化量 . . . . . 320 μg/L以上

## 【使用例】

### 【1次培養で使用の場合】（1日当り）

培養条件	回分（バッチ）式培養	間引き式培養	連続式培養
1億ワムシに対し	350~400ml	450~500ml	550~600ml

※ワムシの培養状態（温度・個体数・培養液量）によって異なります。その都度加減してください。

### 【2次強化で使用の場合】（短時間及び長時間）

強化時間	短時間強化	長時間強化
1億ワムシに対し	200~300ml	300~400ml

※ワムシの活力等によって異なります。その都度加減してください。

## 【取り扱い上の注意】

常時 5℃以下で冷蔵保存してください。

製造日より 30 日以内にご使用ください。

使用時にはよく振ってお使いください。

万一、変色、異臭などがある場合は、ご使用を避け、至急ご連絡ください。

製造元： **クロレラ工業株式会社** 営業本部 技術特販部

〒833-0056 福岡県筑後市久富1343番地

TEL：0942 (52) 1261 FAX：0942 (51) 7203